

α-ガージュネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5234

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 初期の環化は、おそらく酵素結合型のマイクロゲルマクレンを生成し、これは培地に放出されません。カナダゴールド (Solidago canadensis) からの酵素は、少量の(+)-γ-ガージュネンも生成します。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.72

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 = (-)-α-グルジュネン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。