

キューペボールシンターゼ

Cat. No. EXWM-5255

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 Mg2+を必要とします。この酵素は28%のキューペボール、29%の(-)-ジャーマクレーンD、10%の(+)-Δ-カディネン、及びいくつかの他のセスキテルペノイドの微量を生成します。EC 4.2.3.75 (-)-ジャーマクレーンDシンターゼおよびEC 4.2.3.13 (+)-Δ-カディネンシンターゼも参照してください。

別名 Cop4

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.91

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 + H₂O = キューペボール + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。