

アヴェルミチロールシンターゼ

Cat. No. EXWM-5260

Lot. No. (See product label)

はじめに

【明】 Mg2+を必要とします。再組換え酵素はアベルメクチンロール（85%）と微量のジャーマクレーンA、ジャーマクレーンB、ビリジフロロールを生成します。ファルネシル二リン酸の(1S)-水素は保持されます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.96

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 + H₂O = アベルメクチン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間の保管は +4 °C で行ってください。長期間の保管は -20 °C~-80 °C で行ってください。