

(-)- Δ -カディネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5261

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 環化メカニズムは、中間体のネロリジル二リン酸を含み、ヘルミントゲルマクラジエニルカチオンに至ります。(2E,6E)-ファルネシル二リン酸の元の1-pro-S水素の1,3-水素移動に続いて、環化と脱プロトン化が行われ、(-)- Δ -カディネンが生成されます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.97

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 = (-)- Δ -カディネン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。