

(+)-T-ムーロロール合成酵素

Cat. No. EXWM-5262

Lot. No. (See product label)

はじめに

〇明 環化メカニズムは、中間体のネロリジル二リン酸を含み、ヘルミントゲルマクラジエニルカチオンに至ります。ファルネシル二リン酸の元の1-pro-S水素の1,3-水素移動の後、環化と脱プロトン化が(+)-T-ムーロロールを生成します。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.98

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 + H₂O = (+)-T-ムーロロール + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5〇9週間です。ご要望に〇じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。