

1-(5-ホスホリボシル)-5-[(5-ホスホリボシルアミノ)メチルイデンアミノ]イミダゾール-4-カルボキサミド異性化酵素

Cat. No. EXWM-5457

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 ヒスチジン生合成に関与しています。

別名 N-(5'-ホスホ-D-リボシルフォルミミノ)-5-アミノ-1-(5''-ホスホリボシル)-4-イミダゾールカル

ボキサミド異性化酵素; ホスホリボシルフォルミミノアミノホスホリボシルイミダゾールカルボキサミド異性化酵素; N-(ホスホリボシルフォルミミノ)アミノホスホリボシルイミダゾールカルボキサミド異性化酵素; 1-(5-ホスホリボシル)-5-[(5-ホスホリボシルアミノ)メチルイデンアミノ]イミダゾール-4-カルボキサミドケトール異性化酵素; 1-(5-ホスホリボシル)-5-[(5-ホスホリボシルアミノ)メチルイデンアミノ]イミダゾール-4-カルボキサミドアルドース-ケトー

ス異性化酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.3.1.16

CAS登□番号 37318-43-7

反Π 1-(5-ホスホ-β-D-リポシル)-5-[(5-ホスホ-β-D-リポシルアミノ)メチルイデンアミノ]イミダ

 $y'-\mu-4-h\mu = 5-[(5-h\lambda + 1-r\lambda + 1-r\lambda + 2-\mu + 1-r\lambda +$

ンアミノ]-1-(5-ホスホ-β-D-リボシル)イミダゾール-4-カルボキサミド

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ で保管してくだ

⋦17。