

プロスタグランジン D 合成酵素

Cat. No. EXWM-5510

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	エピジオキシブリッジの開放をもたらします。一部の酵素はグルタチオンを必要とします。
別名	プロスタグランジン-H2 Δ-アイソメラーゼ; プロスタグランジン-R-プロスタグランジン D アイソメラーゼ; PGH-PGD アイソメラーゼ (5,13)-(15S)-9α,11α-エピジオキシ-15-ヒドロキシプロスタ-5,13-ジエノエート Δ-アイソメラーゼ (誤り); (5,13)-(15S)-9α,11α-エピジオキシ-15-ヒドロキシプロスタ-5,13-ジエノエート D-アイソメラーゼ; プロスタグランジンエンドペルオキシド Δ-アイソメラーゼ; プロスタグランジン D 合成酵素

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 5.3.99.2
CAS登録番号	65802-85-9
反応	(5Z,13E,15S)-9α,11α-エピジオキシ-15-ヒドロキシプロスタ-5,13-ジエノエート = (5Z,13E,15S)-9α,15-ジヒドロキシ-11-オキソプロスタ-5,13-ジエノエート
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕様に合わせてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--