

ホスホアセチルグルコサミンミューターズ

Cat. No. EXWM-5525

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

酵素はN-アセチル- α -D-グルコサミン1,6-ビスリン酸によって活性化されます。

別名

アセチルグルコサミンホスホミューターズ; アセチルグルコサミンホスホミューターズ; アセチルアミノデオキシグルコースホスホミューターズ; ホスホ-N-アセチルグルコサミンミューターズ; N-アセチル-D-グルコサミン 1,6-ホスホミューターズ

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 5.4.2.3

CAS登録番号

9027-51-4

反応

N-アセチル- α -D-グルコサミン 1-リン酸 = N-アセチル-D-グルコサミン 6-リン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。