

ゲラニオールイソメラーゼ

Cat. No. EXWM-5545

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 酸素がない場合、二機能性リナロール脱水素酵素-異性化酵素は、in vitroで二つの反□を触媒

することができます。(3S)-リナロールのゲラニオールへの異性化と、ミルセンの(3S)-リナロールへの水和、後者の活性はEC 4.2.1.127、リナロール脱水素酵素として分類されます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.4.4.4

反□ geraniol = (3S)-リナロール

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は **+4** ℃ で保管してください。長期間保管する場合は **-20** ℃~**-80** ℃ で保管してくだ

3110