

2-アセトラクト酸ミューターズ

Cat. No. EXWM-5570

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 アスコルビン酸を必要とし、2-アセト-2-ヒドロキシブタン酸を3-ヒドロキシ-3-メチル-2-オキソペンタノ酸に交換します。

別名 アセトラクト酸ミューターズ; アセトヒドロキシ酸イソメラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.4.99.3

CAS登録番号 37318-52-8

反応 2-アセトラクト酸 = 3-ヒドロキシ-3-メチル-2-オキソブタン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。