

ゲルマニコールシンターゼ

Cat. No. EXWM-5575

Lot. No. (See product label)

はじめに

■明 酵素は、ゲルマニコール、β-アミリン、ルペオールを63:33:4の比率で生成します。

別名 RsM1; (S)-2,3-エポキシスクワレンミュータース（環化、ゲルマニコール生成）

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.4.99.34

反応 (3S)-2,3-エポキシ-2,3-ジヒドロスクワレン = ゲルマニコール

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。