

ルペオールシンターゼ

Cat. No. EXWM-5583

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 また、いくつかのβ-アミリンを形成します。アラビドプシス・タリアナからσ組換え酵素は、

ルペオールとルパン-3 β ,20-ジオールの1:1混合物を生成し、少量の β -アミリン、ゲルマニコール、 β -アミリン、 ψ -タラクサステロールを含みます。EC 4.2.1.128 (ルパン-3 β ,20-

ジオール合成酵素) を参照してください。

別名 LUPI; BPW; RcLUS

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.4.99.41

反 (3S)-2,3-エポキシ-2,3-ジヒドロスクワレン = ルペオール

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で保管してくだ

5110