

## ルペオールシンターゼ

Cat. No. EXWM-5583

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明      また、いくつかのβ-アミリンを形成します。アラビドプシス・タリアナからの組換え酵素は、ルペオールとルパン-3β,20-ジオールの1:1混合物を生成し、少量のβ-アミリン、ゲルマニコール、タラクサステロール、ψ-タラクサステロールを含みます。EC 4.2.1.128（ルパン-3β,20-ジオール合成酵素）を参照してください。

別名      LUPI; BPW; RcLUS

### 製品情報

形態      液体または凍結乾燥粉末

EC番号      EC 5.4.99.41

反応      (3S)-2,3-エポキシ-2,3-ジヒドロスクワレン = ルペオール

備考      このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法      短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。