

プロピオン酸-CoAリガーゼ

Cat. No. EXWM-5675

Lot. No. (See product label)

はじめに

プロペノエートはプロパノエートの代わりに作用することができます。EC 6.2.1.1（アセチル-CoAリガーゼ）やEC 6.2.1.2（ブチル-CoAリガーゼ）とは同一ではありません。

別名 プロピオニル-CoA合成酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 6.2.1.17

CAS登録番号 55326-49-3

反□ $ATP + \text{プロパノエート} + CoA = AMP + \text{二リン酸} + \text{プロパノイル-CoA}$

備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。
----	--

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。