

## フェニルアセテート-CoA リガーゼ

Cat. No. EXWM-5688

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明 アセテート、プロパノエート、ブタノエートに□しても作用しますが、フェニルアセテートおよび関連化合物のヒドロキシ誘導体には作用しません。

別名 フェナシルコエンザイムA合成酵素; フェニルアセチル-CoAリガーゼ; PA-CoAリガーゼ; フェニルアセチル-CoAリガーゼ (AMP形成)

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 6.2.1.30

CAS登録番号 57219-71-3

反応  $ATP + \text{フェニルアセテート} + CoA = AMP + \text{二リン酸} + \text{フェニルアセチル-CoA}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。