

グルタミン酸-システインリガーゼ

Cat. No. EXWM-5739

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	L-アミノヘキサノエートをグルタミン酸の代わりに使用できます。
別名	γ-グルタミルシステイン合成酵素; γ-グルタミル-L-システイン合成酵素; γ-グルタミルシステイン合成酵素

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 6.3.2.2
CAS登録番号	9023-64-7
反応	$\text{ATP} + \text{L-グルタミン酸} + \text{L-システイン} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \gamma\text{-L-グルタミル-L-システイン}$
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--