

スタビライザー HE-050

Cat. No. SHE-050

Lot. No. (See product label)

はじめに

スタビライザーHE-050は、酵素結合免疫吸着剤TMBや生化学反 $\square$ などの基質反 $\square$ の急速な沈殿および抗溶解沈殿を防ぐことができます。CCDまたはPPCDと組み合わせることができます。

別名	スタビライザー HE-050; スタビライザー; SHE-050
----	----------------------------------

製品情報

形態 ホワイトパウダー

純度 $\geq 99.0\%$

使用法とパッケージング

包装 100g/ボトル

保管・発送情報

保存方法 2° C~8° Cで保管してください。湿気から保護してください。