

## ラット肺からのコラーゲン

Cat. No. CEFX-006

Lot. No. (See product label)

## はじめに

□明

ラットの肺組織を用いて、ペプシン酸抽出、塩沈殿、中性リン酸緩衝液での再溶解、透析およ

び再沈殿を行い、コラーゲンを調製しました。コラーゲンは再溶解され、凍結乾燥されました。SDSポリアクリルアミド電気泳動において、コラーゲンは高純度であり、 $\gamma$ 、 $\beta(2)$ 、 $\alpha1$ 、

α2バンドの典型的な移動を示しました。

## 製品情報

**種** ラット

**由来** ラット肺

**形態** パウダー