

ヒト由来ヘキソキナーゼ-4、組換え

Cat. No. NATE-0847

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 再組換えヒトヘキソキナーゼ4は、グルコース代謝と酵素活性に関する高度な研究に最適です。生化学および代謝研究に最適です。Creative Enzymesは高品質なソリューションを提供します。

別名 ヘキソキナーゼタイプIV グルコキナーゼ; ヘキソキナーゼD; ヘキソキナーゼタイプIV; ヘキソキナーゼ (リン酸化); ATP依存性ヘキソキナーゼ; グルコース ATP ホスホトランスフェラーゼ; ヘキソキナーゼ; ATP:D-ヘキソース 6-ホスホトランスフェラーゼ; EC 2.7.1.1; 9001-51-8

製品情報

種	人間
由来	E. coli
外形	無色の滅菌フィルター可溶液。
EC番号	EC 2.7.1.2
CAS登録番号	9001-36-9
分子量	54.3 kDa
純度	SDS-PAGEによって決定された95.0%以上。
緩衝液	タンパク質 (1mg/ml) には20mM Tris-HCl pH-8.0と10%グリセロールが含まれています。

保管・発送情報

安定性 全バイアルを2~4週間以内に使用する場合は、4°Cで保管してください。長期間の保管には、-20°Cで冷凍してください。長期保存の場合は、キャリアタンパク質 (0.1% HSAまたはBSA) を追加することをお勧めします。凍結-解凍サイクルは避けてください。