

デンドロビウム・プロトコーム凍結乾燥粉末

Cat. No. CEGZ-6132

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 デンドロビウム・プロトコーム凍結乾燥粉末は、製剤化用途向けに□色粉末として供給されます。

用途 美容液やクリームを含むスキンケア製剤。

製品情報

由来 デンドロビウム属プロトコーム

外□ □色粉末

形態 粉末

備考 工程：精製製品 有効期間：24か月

使い方 推□添加量：0.6～1 g/100 mL。

使用法とパッケージング

包装 1 kgアルミ箔袋

保管・発送情報

保存方法 遮光して保管すること。