

3,3'-ジアミノベンジジン四塩酸塩

Cat. No. CSUB-0419

Lot. No. (See product label)

はじめに

用途	セレンの分光光度法による定量のための試薬。
別名	3, 3'; 4, 4'-ピフェニルテトラミン四塩化水素; 3, 3'; 4, 4'-テトラアミノピフェニル四塩化水素; DAB

製品情報

形態	タブレット
EC番号	231-018-9
CAS登録番号	7411-49-6
分子量	360.11
特異性	免疫ブロッティングおよび免疫組織染色手順に適したペルオキシダーゼ基質。この基質は、視覚的に観察可能な茶色の不溶性最終生成物を生成します。
基質	ペルオキシダーゼ基質

使用法とパッケージング

再構成	1錠を15 mlのTris緩衝生理食塩水（pH 7.6）に溶解します。新鮮な30%過酸化水素を12μl加えます。DABおよび過酸化水素の濃度は、個々の用途に応じて調整できます。
-----	--

保管・発送情報

保存方法	-20°C
------	-------