

3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン液体基質、スーパースロー、ELISA用

Cat. No. CSUB-0461

Lot. No. (See product label)

はじめに

用途

TMBを□やかな酸性バッファーに含んでいます。基質は、1成分の使用準備が整った溶液として供給されます。反応速度は、従来のTMB製剤より約60%□くなっています。沈殿反応生成物を必要とする膜または免疫組織化学的アプリケーションには推奨されません。

製品情報

基質

ペルオキシダーゼ基質

保管・発送情報

保存方法

2-8°C

輸送条件

湿った氷