

トロンビン生成クロモジェニック基質

Cat. No. CSUB-0586

Lot. No. (See product label)

はじめに

用途 トロンビン生成クロモジェニック基質は、アプタマー親和性キャプチャとその後の酵素反応を通じて開発されたクロモジェニックアッセイに使用でき、希釈したヒト血清中のトロンビンを検出するために用いられます。

別名 β -Ala-Gly-Arg-p-ニトロアニリドジアセテート

製品情報

形態 固体

分子式 C₂₁H₃₄N₈O₉

分子量 542.54

アミノ酸配列 アラ-グリ-アルギニン-pNA

基質 トロンビン

保管・発送情報

保存方法 2-8°C