

Tn5 トランスポザース

Cat. No. NATE-1629

Lot. No. (See product label)

はじめに

概要 Tn5トランスポザースは、Tn5トランスポザースの超活性型です。この酵素は、Tn5トランスポザンをターゲットDNAにランダムに挿入するために使用できます。堅牢なTn5トランスポザースは、Tn5トランスポザンの内部末端配列、外部末端配列、およびモザイク末端配列を認識します。

用途 in vitro トランスジェニック実験; 第二世代シーケンシングのためのランダムライブラリの構築

別名 トランスポザース

製品情報

由来 E.coli

濃度 1,000 U/ml

単位定義 1単位のTn5トランスポザースは、37°Cで1時間以内に認識配列を含む1μgのDNA断片を切断する酵素の量として定義されます。

保管・発送情報

保存方法 -20°Cで保管してください