Creative Enzymes®

CoA:オキサレートCoA-トランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-3414

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	大腸菌（Escherichia coli）および酢酸菌（Acetobacter aceti）から特定された酵素は、フォルミル-CoAおよびオキサレート（EC 2.8.3.16、フォルミル-CoAトランスフェラーゼ）またはフォルミル-CoAおよびアセテートを使用することもできるが、特異的活性は著しく低下している。
別名	アセチルコエンザイムAトランスフェラーゼ; アセチル-CoA オキサレート CoA-トランスフェラーゼ; ACOCT; YfdE; UctC

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.8.3.19
反□	アセチルCoA + オキサレート = アセテート + オキサリルCoA
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。