Creative Enzymes®

イソチューバーキュロシノールシンターゼ

Cat. No. EXWM-3769

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	結核を引き起こすミコバクテリウムの種にのみ見られます。さらに、1:1の混合物でチューバークリュソノールも生成します。参照：EC 3.1.7.8、チューバークリュソノールシンターゼ。アイソチューバークリュソノール形は、13Sおよび13R形の3:1の混合物でした。
別名	Rv3378c

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.1.7.9
反□	チューバークリンシニル二リン酸 + H2O = (13S)-アイソチューバークリノール + 二リン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。