Creative Enzymes®

# IgA特異的セリンエンドペプチダーゼ

*Cat. No. EXWM-4164*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | 特異性がわずかに異なる種の□異体は、グラム陰性菌である淋菌（Neisseria gonorrhoeae）およびインフルエンザ桿菌（Haemophilus influenzae）によって分泌されます。ペプチダーゼファミリーS6のタイプ例です。類似の特異性を持つ他の細菌性エンドペプチダーゼはメタロタイプです（EC 3.4.24.13、IgA特異的メタロエンドペプチダーゼを参照）。 |
| *別名* | IgAプロテアーゼ; IgAプロテイナーゼ; IgA特異的プロテイナーゼ; 免疫グロブリンAプロテアーゼ; 免疫グロブリンAプロテイナーゼ |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 3.4.21.72 |
| ***CAS登□番号*** | 55127-02-1 |
| *反□* | 免疫グロブリンA分子のヒンジ領域における特定のプロ┼結合での切断。知られている小分子基質はありません。 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |