Creative Enzymes®

アキレス腱からのコラーゲン

Cat. No. CEFX-003

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	新鮮な牛のアキレス腱の非コラーゲン組織をすべて除去し、小さな部分に切り分けました。0°Cで6日間抽出し、可溶性タンパク質を除去するためにNa2HP04溶液を数回交換します。その後、粘液多糖類を除去するために0°Cで25% KCl溶液で6日間抽出しました。最後に、残渣を水で十分に洗浄し、無水エタノールで脱水し、空気中で乾燥させました。 不溶性；□性しない 粒子サイズ：シュレッド（約1 cmの繊維）

製品情報

種	ウシ
由来	アキレス腱
形態	粉末